


Anticorps Polyclonal De Lapin OsSERK2 Pour Wb Et Elisa - Q7Xv05

Numéro d'article: CM0023757



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant OsSERK2 d'Oryza sativa, obtenu contre une protéine recombinante. Validé pour WB et ELISA, il présente une réactivité croisée avec le riz. Adapté à la recherche sur l'immunité végétale, l'embryogenèse somatique et la signalisation des brassinostéroïdes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	OsSERK2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	OsSERK1; OsSERK2
Espèce	Oryza sativa
Identifiant du gène	4336035
Immunogène	Protéine recombinante d'Oryza sativa OsSERK2
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Oryza sativa
SWISS	Q7XV05
Poids de la protéine	70kDa
Expédition	Sachet de glace