


Ostéocalcine (Bglap) Anticorps Monoclonal De Lapin Pour Wb, If/Icc, Elisa - P02818

Numéro d'article: CM0002845



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin ciblant l'Ostéocalcine humaine (BGLAP), validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le métabolisme osseux et la signalisation hormonale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ostéocalcine (BGLAP) Anticorps monoclonal de lapin
Remarques/Alias	OC ; BGP ; OCN ; Ostéocalcine (BGLAP)
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	632
GeneID	632
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-95 de BGLAP humain (NP_954642.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P02818
Poids moléculaire de la protéine	11 kDa
Expédition	Sac de glace