


Anticorps Monoclonal Anti-Ostéopontine (Opn) Pour Wb, Elisa - P10451

Numéro d'article: CM0002206



Introduction

Anticorps monoclonal de souris contre l'ostéopontine humaine (OPN, SPP1) validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la biologie osseuse, l'immunologie et la recherche sur le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	mAc de Souris anti-Ostéopontine
Remarques/Alias	OPN; BNSP; BSPI; ETA-1; Ostéopontine
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	6696
ID de Gène	6696
Immunogène	Protéine recombinante d'ostéopontine humaine
Source	Souris
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P10451
Poids Moléculaire	35 kDa
Expédition	Sac de glace