

Anticorps Polyclonal (Pab) De Lapin Anti-Oswrky53 Pour Wb, Elisa - Q5W6M7

Numéro d'article: CM0022747

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-OsWRKY53, généré contre la protéine recombinante Oryza sativa OsWRKY53 (aa 1-181), validé pour WB et ELISA. Détecte le facteur de transcription WRKY impliqué dans la signalisation de l'acide abscissique et de la gibbérelline, localisé dans le noyau.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-OsWRKY53
Remarques/Alias	OsWRKY53
Espèce	Oryza sativa
ID de gène	4338474
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-181 de l'OsWRKY53 d'Oryza sativa. (Q5W6M7)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Oryza sativa
SWISS	Q5W6M7
Poids de la protéine	51 kDa
Expédition	Sac de glace