

Anticorps Polyclonal De Lapin Contre Oxct1 (Scot) Pour Wb, Elisa - P55809

Numéro d'article: CM0024090



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre OXCT1 (SCOT), validé pour WB et ELISA, réagissant avec l'homme, la souris et le rat. Adapté à la recherche sur le métabolisme des corps cétoniques et au développement de diagnostics.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	OXCT1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	OXCT; SCOT; OXCT1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5019
GeneID	5019
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 261-520 de l'OXCT1 humain (NP_000427.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P55809
Poids de la protéine	56kDa
Expédition	Sac de glace