


Anticorps Monoclonal De Lapin P23/Ptges3 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q15185

Numéro d'article: CM0004960



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin P23/PTGES3 validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Cible la prostaglandine E synthase 3, une enzyme cytosolique et chaperon impliquée dans l'inflammation et la régulation transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin P23/PTGES3
Remarques/Alias	P23 ; TEBP ; cPGES ; P23/PTGES3
Espèce	Humain
GeneID (humain)	10728
GeneID	10728
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 1 et 100 de la protéine humaine P23/PTGES3 (NP_006592.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15185
Poids moléculaire protéique	19 kDa
Expédition	Sac de glace