

Anticorps Polyclonal De Lapin P2Rx4 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q99571

Numéro d'article: CM0029228



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-P2RX4 humain, ciblant le purinorécepteur P2X 4. Validé pour WB, IF/ICC, ELISA avec réactivité croisée envers l'humain et la souris. Idéal pour la recherche sur les canaux ioniques, l'immunologie et les neurosciences.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	P2RX4 pAb de Lapin
Remarques/Alias	P2X4; P2X4R; P2RX4
Espèce	Humain
ID du Gène (Humain)	5025
ID du Gène	5025
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 55-338 de P2RX4 humain (NP_002551.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q99571
Poids Moléculaire de la Protéine	43kDa
Expédition	Sac de glace