


P38 Mapk Lapin Pab - Q16539

Numéro d'article: CM0015510



Introduction

p38 MAPK Lapin pAb est un anticorps polyclonal de lapin élevé contre un peptide synthétique correspondant à la séquence d'acides aminés 261-360 de la p38 MAPK humaine. Adapté pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA, avec réactivité croisée avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation MAPK.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	p38 MAPK Lapin pAb
Remarques/Alias	RK ; p38 ; CSBP ; EXIP ; Mxi2 ; CSBP1 ; CSBP2 ; CSPB1 ; PRKM14 ; PRKM15 ; SAPK2A ; p38ALPHA ; p38 MAPK
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1432
GeneID	1432
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 261-360 de la p38 MAPK humaine (NP_620581.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q16539
Poids moléculaire protéique	41 kDa
Livraison	Sac de glace