

Anticorps Polyclonal De Lapin Contre P70 S6 Kinase 1 Pour Wb - P23443

Numéro d'article: CM0020316



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la p70 S6 Kinase 1 humaine (S6K1), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Convient à la recherche sur la régulation de la croissance cellulaire et de la traduction sur des échantillons humains, de souris et de rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	p70 S6 Kinase 1 pAb de lapin
Remarques / Alias	S6K; PS6K; S6K1; STK14A; p70-S6K; p70 S6KA; p70-alpha; S6K-beta-1; p70(S6K)-alpha; p70 S6 Kinase 1
Espèce	Humain
GeneID	6198
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 426 et 525 de la P70 S6K humaine (NP_003152.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P23443
Poids de la protéine	59 kDa
Expédition	Sac de glace