


P90Rsk/Rsk1/Rps6Ka1 Pab De Lapin - Q15418

Numéro d'article: CM0024648



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre p90Rsk/RSK1/RPS6KA1, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'homme, la souris et le rat. Protéine de 83 kDa. Idéal pour les études sur la signalisation MAPK et la prolifération cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	p90Rsk/RSK1/RPS6KA1 pAb de lapin
Remarques / Alias	RSK; HU-1; RSK1; p90Rsk; MAPKAPK1; MAPKAPK1A; p90Rsk/RSK1/RPS6KA1
Espèce	Humain
GeneID	6195
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre l'acide aminé 600 et l'extrémité C-terminale de p90Rsk/RSK1/RPS6KA1 humain (NP_002944.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15418
Poids de la protéine	83 kDa
Expédition	Sac de glace