


Pak1 Mab De Lapin Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q13153

Numéro d'article: CM0002644



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la PAK1 humaine (Q13153), validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour les études sur le cancer, le cytosquelette et les voies de signalisation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PAK1 mAb de lapin
Remarques/Alias	IDDMSSD; p65-PAK; PAKalpha; alpha-PAK; PAK1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	5058
GeneID	5058
Immunogène	Peptide synthétique (Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1 et 100 de la PAK1 humaine (Q13153))
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13153
Poids protéique	61 kDa
Expédition	Sac de glace