


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pak1 Pour Wb Et Elisa - Q13153

Numéro d'article: CM0015009



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la PAK1 humaine (alpha-PAK, p65-PAK). Validé pour WB et ELISA, réagit de manière croisée avec le rat. Idéal pour étudier la dynamique du cytosquelette, la migration cellulaire et l'apoptose. L'immunogène recombinant garantit la spécificité.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PAK1 pAb de lapin
Remarques/Alias	IDDMSSD ; p65-PAK ; PAKalpha ; alpha-PAK ; PAK1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5058
GeneID	5058
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 130-250 de la PAK1 humaine (NP_001122092.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q13153
Poids moléculaire de la protéine	61 kDa
Expédition	Sac de glace