


Anticorps Polyclonal De Lapin Pak5 Pour Wb, Elisa - Q9P286

Numéro d'article: CM0022242



Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin PAK5 validé pour le Western Blot (WB) et l'ELISA, avec réactivité chez l'humain et la souris. Idéal pour l'étude de PAK5/PAK7 dans la régulation du cytosquelette, la signalisation cellulaire et la recherche cérébrale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	PAK5 Lapin pAb
Remarques/Alias	PAK7; PAK5
Espèce	Humain
GeneID (humain)	57144
GeneID	57144
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 600-700 de PAK5 humain (NP_065074.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9P286
Poids Protéique	81kDa
Expédition	Sac de glace