

Pan-Akt Rabbit Mab Pour Western Blot, Ip, If, Ihc-P, Elisa - P31749 / P31751 / Q9Y243

Numéro d'article: CM0002895



Introduction

Anticorps monoclonal lapin Pan-Akt validé pour WB, IP, IF, IHC, ELISA. Détecte Akt1, Akt2, Akt3 chez l'humain, la souris, le rat. Poids moléculaire : 56kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Pan-Akt Rabbit mAb
Remarques/Alias	AKT; PKB; RAC; PRKBA; PKB-ALPHA; RAC-ALPHA
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	207, 208, 10000
GeneID	207, 208, 10000
Immunogène	Protéine recombinante : Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-123 de Pan-Akt humain (NP_005154.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P31749 / P31751 / Q9Y243
Poids de la protéine	56kDa
Expédition	Sac de glace