

Anticorps Polyclonal De Lapin Pan-Akt Pour Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P31749/P31751/Q9Y243

Numéro d'article: CM0022311



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant Pan-Akt (AKT1, AKT2, AKT3) pour WB, IP, IF/ICC, IHC-P et ELISA. Réaction croisée avec l'homme, la souris et le rat. Idéal pour l'étude des voies AKT dans le cancer et le métabolisme.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	Pan-Akt Rabbit pAb
Remarques / Alias	AKT1/AKT2/AKT3; Pan-Akt
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	207/208/10000
GeneID	207/208/10000
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 311-480 de la protéine humaine AKT1/AKT2/AKT3 (NP_005154.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P31749/P31751/Q9Y243
Poids de la protéine	48kDa/55kDa/51kDa/54kDa
Expédition	Sac de glace