

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Pan-Cadhérine (Mab) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P12830 / P19022 / P22223 / P33151 / P55283 / P39038

Numéro d'article: CM0009306



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-pan-cadhérine de haute qualité, validé pour WB, IHC-P et ELISA. Reconnaît les cadhérines humaines et murines. Idéal pour la recherche sur l'adhésion cellulaire et la biologie épithéliale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	mAb de lapin anti-pan-cadhérine
Remarques/Alias	Arc-1 ; CD324 ; CDHE ; ECAD ; LCAM ; UVO ; Pan Cadherin
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	999/1000/1001/1002
ID du gène	999/1000/1001/1001/1002/12561
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, murine
SWISS	P12830/P19022/P22223/P33151/P55283/P39038
Poids moléculaire	140 kDa
Expédition	Sac de glace