

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Pan-Crotonyl-K Pour Wb, If/Icc, Elisa - Anticorps Hautement Spécifique Contre La Crotonylation De La Lysine

Numéro d'article: CM0000017

Introduction

Anticorps monoclonal (mAb) de lapin anti-Pan-Crotonyl-K validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Reconnaît les résidus lysine crotonylés chez l'humain, la souris, le rat et d'autres espèces. Idéal pour l'étude des modifications de crotonylation des protéines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-Pan-Crotonyl-K
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Autres anticorps modifiés
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat, Autre (large spectre prédit)
Poids de la protéine	10 kDa ou plus
Expédition	Sac de glace