

## Pan Dimethyl-Lysine Rabbit Pab Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa

Numéro d'article: CM0000227

### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin (pAb) Pan DiMethyl-lysine ciblant les résidus de lysine diméthylés. Convient pour le Western blot, l'IHC-paraffine, l'IF/ICC et l'ELISA. Réactivité croisée prévue avec l'humain, la souris, le rat et d'autres espèces. Immunogène : peptide synthétique contenant de la K diméthylée.

[En savoir plus](#)

| Paramètre           | Valeur                                                                                                  |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit      | Pan DiMethyl-lysine Rabbit pAb                                                                          |
| ID de gène (Humain) | pan Kme2                                                                                                |
| Immunogène          | Peptide synthétique ; Un peptide synthétique correspondant à une séquence contenant de la K diméthylée. |
| Source              | Lapin                                                                                                   |
| Catégorie           | Anticorps méthylés                                                                                      |
| Application         | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                |
| Réactivité croisée  | Humain, Souris, Rat, Autre (Large gamme prévue)                                                         |
| Expédition          | Sac de glace                                                                                            |