

Anticorps Polyclonal De Lapin Pan Dimethyl-Lysine Pour Wb Et Elisa

Numéro d'article: CM0000215

Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin Pan DiMethyl-lysine (pAb) est un anticorps spécifique des résidus lysine diméthylés, adapté aux applications de Western blot (WB) et ELISA. Il présente une réactivité croisée avec des échantillons humains, murins et de rat, permettant une recherche étendue sur la méthylation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin Pan DiMethyl-lysine (pAb)
Identifiant du gène (Humain)	pan Kme2
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence contenant de la lysine diméthylée (K).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps méthylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
Expédition	Sac de glace