

Anticorps Monoclonal Lapin Pan Acide Lactique-Lysine Pour Wb, Ip, Elisa | Détection De La Lactylation

Numéro d'article: CM0000061

Introduction

Anticorps monoclonal lapin ciblant Pan Acide lactique-Lysine, une modification post-traductionnelle clé. Validé pour WB, IP, ELISA avec une large réactivité d'espèces (Humain, Souris, Rat). Idéal pour la recherche sur la lactylation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAc lapin Pan Acide lactique-Lysine
Espèce	Humain
Immunogène	Peptide synthétique ; Un peptide synthétique correspondant à une séquence contenant Pan Acide lactique-Lysine.
Source	Lapin
Catégorie	Autres anticorps modifiés
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat, Autre (Large gamme prédite)
Expédition	Sac de glace