

Anticorps Polyclonal De Lapin Pan Acide Lactique-Lysine (Wb, Elisa)

Numéro d'article: CM0000053

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la modification Pan Acide Lactique-Lysine. Validé pour les applications Western blot (WB) et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat et d'autres espèces à large spectre. Idéal pour l'étude des modifications post-traductionnelles des protéines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Pan Acide Lactique-Lysine Lapin pAb
Espèce	Humain
Immunogène	Peptide synthétique ; Un peptide synthétique correspondant à une séquence contenant Pan Acide Lactique-Lysine
Source	Lapin
Catégorie	Autres Anticorps Modifiés
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat, Autre (Large Spectre)
Expédition	Sac de glace