

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pan-Méthylhistidine Pour Applications Wb, Db Et Elisa

Numéro d'article: CM0000207

### Introduction

Cet anticorps polyclonal de lapin anti-pan-méthylhistidine, obtenu contre un peptide d'histidine méthylé synthétique, convient aux essais WB, DB et ELISA. Il détecte les modifications de pan-méthylhistidine dans des échantillons humains, de souris et de rat.

[En savoir plus](#)

| Paramètre           | Valeur                                         |
|---------------------|------------------------------------------------|
| Nom du produit      | pAb de lapin anti-pan-méthylhistidine          |
| ID du gène (Humain) | pan Hme                                        |
| Immunogène          | Peptide synthétique d'histidine méthylée (His) |
| Origine             | Lapin                                          |
| Catégorie           | Anticorps méthylés                             |
| Applications        | WB, DB, ELISA                                  |
| Réactivité croisée  | Homme, Souris, Rat                             |
| Expédition          | Sac de glace                                   |