

Anticorps Polyclonal De Lapin Pan Mono-Méthyl Lysine Pour Applications De Western Blot Et Elisa

Numéro d'article: CM0000213

Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin Pan Mono-Méthyl Lysine (Réf. A18293) pour Western Blot et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la méthylation des protéines. Approvisionnement fiable via CamelBio.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Pan Mono-Méthyl lysine Lapin pAb
ID de Gène (Humain)	pan Kme1
Immunogène	`Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Méthylés
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
Expédition	Sac de glace