

Anticorps Polyclonal De Lapin Dirigé Contre Le Motif Pan-Mono-Méthylr (R*Gg) Pour Wb, Db, Elisa

Numéro d'article: CM0000219

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin validé ciblant le motif pan-mono-méthylarginine R*GG pour Western blot, dot blot et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour la recherche de détection globale de la méthylation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pan-Mono-MethylR R*GG Motif Rabbit pAb
ID de gène (Humain)	pan Rme1
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps méthylés
Application	WB, DB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
Expédition	Sac de glace