

## Anticorps Polyclonal De Lapin Pan-Myristyl-G Pour Wb Et Elisa

Numéro d'article: CM0000006

### Introduction

L'anticorps polyclonal (pAb) de lapin anti-pan-Myristyl-G cible les modifications de glycine myristylées. Validé pour les applications Western Blot (WB) et ELISA, avec une réactivité croisée avec le rat. Idéal pour l'étude de la lipydation protéique et de la myristoylation dans la recherche.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                      |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit     | pAb de lapin pan-Myristyl-G                                                                                 |
| Cible              | pan Myristyl-G                                                                                              |
| Immunogène         | Peptide synthétique ; un peptide synthétique correspondant à une séquence contenant une glycine myristylée. |
| Origine            | Lapin                                                                                                       |
| Catégorie          | Autres anticorps dirigés contre des modifications                                                           |
| Applications       | WB, ELISA                                                                                                   |
| Réactivité croisée | Rat                                                                                                         |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                |