

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pan-Nitrific-Y Pour Western Blot Et Elisa

Numéro d'article: CM0000036

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant pan-Nitrific-Y (nitrosylation de la tyrosine) pour les applications de Western blot (WB) et ELISA. Réactivité croisée interspécifique prévue avec l'humain, la souris, le rat et d'autres. Immunogène : peptide synthétique contenant de la lysine myristylée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pan-Nitrific-Y Lapin pAb
Espèce	Humain
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence contenant du K myristylé.
Source	Lapin
Catégorie	Autres anticorps modifiés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat, Autre (Large gamme prévue)
Expédition	Sac de glace