

Pan Phospho-Sérine/Thréonine Anticorps Monoclonal Souris - Pan Phospho-Sérine/Thréonine

Numéro d'article: CM0001561

Introduction

Cet anticorps monoclonal souris pan phospho-Sérine/Thréonine est conçu pour détecter les protéines phosphorylées chez diverses espèces, notamment l'humain, la souris et le rat. Il convient aux applications de western blot, d'immunohistochimie et d'ELISA dans la recherche sur la signalisation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pan Phospho-Sérine/Thréonine anticorps monoclonal souris
Espèce	Universel
ID de gène (Humain)	pan p-S/T
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence contenant de la Sérine/Thréonine phosphorylée.
Source	Souris
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat, Autre (Large gamme prédite)
Expédition	Sac de glace