

Pan Phospho-Sérine/Thréonine Ac M De Lapin - Anticorps Phospho-Sérine/Thréonine

Numéro d'article: CM0000844

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin pan-spécifique ciblant les résidus sérine/thréonine phosphorylés. Convient pour WB, IP, IHC-P et ELISA sur l'homme, la souris, le rat et d'autres espèces prédites. Idéal pour les études étendues sur la signalisation de phosphorylation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pan Phospho-Sérine/Thréonine Ac m de Lapin
Espèce	Universel
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence contenant de la Sérine/Thréonine phosphorylée
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, IP, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat, Autre (Large Gamme Prédite)
Expédition	Sac de glace