

Anticorps Polyclonal De Lapin Pan Phospho-Sérine/Thréonine - Pan P-S/T

Numéro d'article: CM0000545

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin pan phospho-sérine/thréonine pour la détection des résidus S/T phosphorylés. Validé pour les applications WB et ELISA, avec une large réactivité croisée prédite chez l'homme, la souris, le rat et d'autres espèces. Idéal pour l'étude des voies de signalisation dépendantes de la phosphorylation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Pan Phospho-Serine/Threonine Rabbit pAb
Identifiant du gène	pan p-S/T
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence contenant des résidus S & T phosphorylés.
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Homme, Souris, Rat, Autres (large spectre prédit)
Expédition	Sachet de glace