

Pab De Lapin Pan Phospho-T - Phosphothréonine (Phospho-T)

Numéro d'article: CM0000675

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant les résidus de thréonine phosphorylés, adapté au Western blot et à l'ELISA. Il est prévu qu'il réagisse avec un large éventail d'espèces, notamment l'homme et la souris, et est utile pour détecter les événements de phosphorylation des protéines dans divers contextes de recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin Pan Phospho-T
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence contenant un T phosphorylé
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Homme, Souris, Autre (large gamme prédite)
Expédition	Sachet de glace