

Pan Phospho-Threonine Rabbit Mab - Pan Phospho-Threonine

Numéro d'article: CM0001394

Introduction

Pan Phospho-Threonine Rabbit mAb détecte la phosphorylation de la thréonine sur une large gamme d'espèces (humain, souris, rat, etc.). Cet anticorps monoclonal de lapin est validé pour le WB, l'IP et l'ELISA, soutenant ainsi la recherche sur la signalisation de phosphorylation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Pan Phospho-Threonine Rabbit mAb
Espèce	Humain
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour de la thréonine humaine.
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat, Autre (Large gamme prédite)
Expédition	Sac de glace