

Mab De Souris Pan Phospho-Tyrosine - Pan P-Y

Numéro d'article: CM0001112

Introduction

L'anticorps monoclonal de souris Pan Phospho-Tyrosine détecte les résidus de tyrosine phosphorylés. Il convient aux applications WB, IF/ICC, ELISA et présente une réactivité prévue chez l'homme, la souris, le rat et un large éventail d'espèces. Il est essentiel pour la recherche sur la signalisation des tyrosines kinases.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb Pan Phospho-Tyrosine de souris
Identifiant du gène (Humain)	pan p-Y
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence contenant une tyrosine phosphorylée
Origine	Souris
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Homme, Souris, Rat, Autre (large spectre prévu)
Expédition	Sac de glace