

Acm Lapin Anti-Pan Phospho-Tyrosine - Pan P-Y

Numéro d'article: CM0001604

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin reconnaissant les résidus pan-phospho-tyrosine chez l'homme, la souris et le rat, validé pour les applications WB, IP et ELISA. Idéal pour étudier les réseaux de signalisation de la phosphorylation de la tyrosine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM Lapin anti-Pan Phospho-Tyrosine
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	Pan p-Y
Immunogène	Peptide synthétique : Une bibliothèque de peptides aléatoires de peptides phosphorylés autour de la Tyr
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat, Autres (Large gamme prédite)
Expédition	Sac de glace