

Anticorps Monoclonal (Mab) De Lapin Pan Phospho-Tyrosine - Pan Phospho-Tyrosine Rabbit Mab

Numéro d'article: CM0001976

Introduction

Anticorps monoclonal (mAb) de Lapin Pan Phospho-Tyrosine pour WB, IP, ELISA. Détecte la phospho-tyrosine chez l'humain, la souris, le rat et d'autres espèces avec une large réactivité. Idéal pour les études de phosphorylation et de signalisation cellulaire. >10KDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Pan Phospho-Tyrosine Rabbit mAb
Immunogène	Peptide Synthétique : Un peptide synthétique correspondant à une séquence contenant un Y phosphorylé.
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat, Autre (Large Gamme Prédite)
Poids Protéique	>10KDa
Expédition	Sac de glace