

Pab De Lapin Anti-Phospho-Tyrosine Pan - Pan P-Y

Numéro d'article: CM0001258

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la phospho-tyrosine pan, adapté aux applications WB, IF/ICC et ELISA. Il reconnaît l'homme, la souris, le rat et un large éventail d'autres espèces. Idéal pour la recherche sur la phosphorylation des tyrosines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-phospho-tyrosine Pan
Identifiant du gène (Humain)	Pan p-Y
Immunogène	Peptide synthétique. Un peptide synthétique correspondant à une séquence contenant des S et T phosphorylés.
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Homme, Souris, Rat, Autres (large gamme prédite)
Expédition	Sac de glace