

Mab De Lapin Anti-Pan-Succinyl-K - Anticorps Anti-Lysine Succinylée Pour Wb, Ip, Db, Elisa

Numéro d'article: CM0000013

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin Pan-Succinyl-K pour la détection de résidus de lysine succinylés. Adapté pour WB, IP, DB, ELISA avec une réactivité croisée large prédite (humain, souris, rat). Idéal pour la recherche sur les modifications post-traductionnelles.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-Pan-Succinyl-K
Immunogène	Peptide synthétique : peptide synthétique correspondant à une séquence contenant un résidu K succinylé.
Origine	Lapin
Catégorie	Autres anticorps modifiés
Applications	WB, IP, DB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat, Autre (large spectre prédit)
Expédition	Sac de glace