

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pan-Symmetric Di-Methyl Arginine Pour Western Blot (Wb) Et Elisa

Numéro d'article: CM0000218

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin (pAb) anti-pan-Symmetric Di-Methyl Arginine de haute pureté pour Western Blot (WB) et ELISA, produit contre un peptide de dimethylarginine symétrique. Offre une large réactivité croisée prédite chez l'homme, la souris et le rat pour les études de méthylation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps pAb de lapin anti-pan-Symmetric Di-Methyl Arginine
Identifiant du gène (Humain)	pan Rme2s
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence contenant de la R méthylée.
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps méthylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat, Autres (Large spectre prédit)
Expédition	Sac de glace