

Anticorps Polyclonal De Lapin Contre La Lysine Pan-Triméthylée Pour Wb, Ip, Elisa, Chip - Camelbio

Numéro d'article: CM0000211

Introduction

CamelBio propose un anticorps polyclonal de lapin contre la lysine pan-triméthylée, validé pour Western blot, immunoprécipitation, ELISA et ChIP. Il détecte les modifications de lysine triméthylée chez l'homme, la souris, le rat et d'autres espèces. Idéal pour les études épigénétiques et sur les voies de signalisation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pan-Tri-Methyl lysine Rabbit pAb
Identifiant du gène (Homme)	pan Kme1
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence contenant un K triméthylé.
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps méthylés
Applications	WB, IP, ELISA, ChIP
Réactivité croisée	Homme, Souris, Rat, Autres (large spectre prévu)
Expédition	Sac de glace