

Anticorps Polyclonal De Lapin Contre La Pan-Triméthyl-Lysine (Pan Kme3) Pour Wb Et Elisa

Numéro d'article: CM0000210

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la pan-triméthyl-lysine (pan Kme3) pour les applications WB et ELISA. Présente une réactivité croisée avec des échantillons humains, de souris et de rat. Convient à la recherche sur l'épigénétique et les modifications post-traductionnelles.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pan-TriMéthyl-lysine Lapin pAb
ID du gène (humain)	pan Kme3
Immunogène	Peptide synthétique contenant K triméthylé
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps méthylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
Expédition	Sac de glace