

Anticorps Polyclonal De Lapin Contre Le Motif Résiduel Pan-Ubiquitine (K-E-Gg) Pour Wb Et Elisa

Numéro d'article: CM0000039

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-motif résiduel pan-ubiquitine (K-ε-GG) validé pour Western blot et ELISA. Il détecte le motif ubiquitiné dans des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur l'ubiquitine et le développement d'analyses.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin contre le motif résiduel pan-ubiquitine (K-ε-GG)
Immunogène	Peptide synthétique contenant le motif ubiquitiné (K-ε-GG)
Source	Lapin
Catégorie	Autres anticorps modifiés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Homme, Souris, Rat
Expédition	Sac de glace