

Anticorps Monoclonal De Lapin Par4 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Iz0

Numéro d'article: CM0005789



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin PAR4 haute spécificité pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit avec le PAR4 humain et murin, une protéine pro-apoptotique pour la recherche sur le cancer et les maladies neurodégénératives.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PAR4 Rabbit mAb
Remarques / Alias	PAR4; Par-4
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	5074
ID du gène	5074
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 241-340 du PAR4 humain (Q96Iz0).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q96Iz0
Poids de la protéine	37 kDa
Expédition	Sac de glace