

Anticorps Polyclonal De Lapin PARG Pour Wb, Elisa - Q86W56

Numéro d'article: CM0014333



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin PARG validé pour le Western blotting et l'ELISA. Reconnaît la poly(ADP-ribose) glycohydrolase humaine, une enzyme clé dans la réparation des dommages à l'ADN et le métabolisme de l'ADP-ribosylation. Poids moléculaire prédit 111 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PARG Lapin pAb
Remarques/Alias	PARG99; PARG
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	8505
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 777-976 de PARG humaine (NP_003622.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q86W56
Poids de la protéine	111kDa
Expédition	Sac de glace