

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Parp10 Pour Wb, Elisa - Q53GI7

Numéro d'article: CM0016292



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la PARP10 humaine (ARTD10), validé pour WB et ELISA. Adapté aux études sur la réparation des dommages à l'ADN, l'ADP-ribosylation et les voies de signalisation de GSK3B.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PARP10 Rabbit pAb
Remarques / Alias	ARTD10 ; PARP10
Espèce	Humain
GeneID (humain)	84875
GeneID	84875
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-300 de la PARP10 humaine (NP_116178.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q53GL7
Poids de la protéine	110 kDa
Expédition	Sac de glace