


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Parp3 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y6F1

Numéro d'article: CM0030560



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant PARP3 (ARTD3) pour Western blot, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réaction croisée avec l'homme, la souris et le rat. Utile pour l'étude de la réparation de l'ADN et de la mono-ADP-ribosylation. Poids : 60 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PARP3 pAb de lapin
Remarques / Alias	IRT1 ; ARTD3 ; ADPRT3 ; ADPRTL2 ; ADPRTL3 ; PADPRT-3 ; PARP3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10039
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 178-533 de la PARP3 humaine (NP_005476.4)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y6F1
Poids de la protéine	60 kDa
Expédition	Sac de glace