

Anticorps Monoclonal Lapin Pax3 Pour Wb, Elisa - P23760

Numéro d'article: CM0007575



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-PAX3 validé pour Western blot et ELISA. Réagit avec le PAX3 humain, souris et rat, un facteur de transcription clé du développement de la crête neurale et de la myogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	mAb lapin PAX3
Remarques / Alias	WS1; WS3; CDHS; HUP2; PAX-3; PAX3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5077
GeneID	5077
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise dans les acides aminés 350-450 du PAX3 humain (NP_852122.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P23760
Poids de la protéine	53 kDa
Expédition	Sac de glace