

Anticorps Polyclonal De Lapin Pax4 Pour Wb, Elisa - 043316

Numéro d'article: CM0026928

Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin PAX4 validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA. Réagit avec PAX4 humain et murin, un facteur de transcription crucial pour le développement des cellules bêta pancréatiques. Idéal pour la recherche sur le diabète et la différenciation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	PAX4 pAb de Lapin
Remarques/Alias	KPD ; MODY9 ; PAX4
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5078
GeneID	5078
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 50-200 de PAX4 humain (NP_006184.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	O43316
Poids Protéique	38kDa
Expédition	Sac de glace