

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pbxip1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Aq6

Numéro d'article: CM0024970

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le PBXIP1 humain (HPIP), validé pour le Western blot, l'IHC-P et l'ELISA ; détecte les cibles humaines, murines et de rat ; protéine de 81 kDa ; idéal pour la recherche sur la régulation transcriptionnelle et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-PBXIP1
Remarques/Alias	HPIP ; PBXIP1
Espèce	Humain
Identifiant du gène	57326 (Humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-190 du PBXIP1 humain (NP_065385.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96AQ6
Poids moléculaire de la protéine	81 kDa
Expédition	Sac de glace