

Anticorps Polyclonal De Lapin Pcgf3 Pour Wb Et Elisa - Q3Knv8

Numéro d'article: CM0025988

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre PCGF3 humain (RNF3A), une protéine du groupe polycomb impliquée dans la répression génique et la modification des histones. Validé pour le Western blot et l'ELISA, avec réactivité croisée avec la souris. Convient pour la recherche épigénétique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PCGF3 Rabbit pAb
Remarques/Alias	RNF3 ; DONG1 ; RNF3A ; PCGF3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10336
GeneID	10336
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-242 de PCGF3 humain (NP_006306.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q3KNV8
Poids protéique	28kDa
Expédition	Sac de glace