

Pcnp Lapin Pab Pour Wb, Elisa - Q8Ww12

Numéro d'article: CM0013258

Introduction

Anticorps polyclonal ciblant la PCNP humaine, une protéine nucléaire impliquée dans la régulation du cycle cellulaire. Validé pour WB et ELISA, avec réactivité croisée chez la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le cycle cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PCNP Lapin pAb
Remarques / Alias	PCNP
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	57092
GeneID	57092
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-178 de la PCNP humaine (NP_065090.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q8WW12
Poids de la protéine	19 kDa
Expédition	Sachet de glace