

Pdap1 Lapin Pab Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q13442

Numéro d'article: CM0028099

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le PDAP1 humain (PAP1/HASPP28), validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour étudier la signalisation PDGF et la régulation de la croissance cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PDAP1 Lapin pAb
Remarques/Alias	PAP ; PAP1 ; HASPP28 ; PDAP1
Espèce	Humain
GeneID	11333
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 1 et 100 du PDAP1 humain (NP_055706.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13442
Poids protéique	21 kDa
Expédition	Sac de glace